

ウサギ抗ヒト Cd74 Mab - P04233-2

商品番号: CM0009160

前書き

ヒトCD74（不変鎖、Ii）を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み。複数のCD74アイソフォームに共通する残基73-232に対して作成されました。免疫プロファイリングおよびMHCクラスII研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD74 mAb
備考/別名	II; p33; CLIP; DHLAG; HLADG; Ia-GAMMA
種	ヒト
GeneID (ヒト)	972
GeneID	972
免疫原	ヒトCD74 (NP_004346.1) のアミノ酸73-232に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P04233-2
タンパク質分子量	18kDa/24kDa/26kDa/31kDa/34kDa
配送	アイスバッグ