

フローサイトメトリー用ウサギ抗ヒトCD74モノクローナル抗体（Pe） - P04233-2

商品番号: CM0009756

前書き

ヒトCD74に対するウサギモノクローナル抗体、PE標識済み、フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。MHCクラスIIの不変鎖を認識し、複数のアイソフォームは18〜34 kDaの分子量を持ちます。免疫表現型分析および抗原提示研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識 ウサギ抗ヒトCD74 モノクローナル抗体
別名	II; p33; CLIP; DHLAG; HLADG; Ia-GAMMA
反応種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	972
遺伝子ID	972
免疫原	ヒトCD74 (NP_004346.1) のアミノ酸73-232番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	フローサイトメトリー（FC）
交差反応性	ヒト
SWISS	P04233-2
タンパク質分子量	18kDa/24kDa/26kDa/31kDa/34kDa
発送方法	保冷剤