

ウサギ抗ヒトCD75 モノクローナル抗体 (Fc用) - P15907

商品番号: CM0008518



前書き

ヒトCD75/ST6GAL1を標的とする高特異性結合ウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリーでの検証が完了しており、リンパ球の免疫表現型解析やB細胞表面抗原の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD75 mAb
別名	ST6N; CDw75; SIAT1; ST6GalI
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	6480
GeneID	6480
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
SWISS	P15907
タンパク質分子量	20kDa/47kDa
発送方法	保冷剤