

ウサギ抗ヒト CD75 モノクローナル抗体（Fc用） - P15907

商品番号: CM0008142



前書き

フローサイトメトリーで検証済みの、ヒト CD75 (ST6GAL1) 特異的標識ウサギモノクローナル抗体。B細胞表面抗原 CDw75 およびシアル酸転移酵素活性の検出を可能にします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ウサギ抗ヒト CD75 mAb
備考/別名	ST6N; CDw75; SIAT1; ST6GalI
種	ヒト
遺伝子ID	6480 (ヒト)
免疫原	ヒト CD75 (NP_001340845.1) のアミノ酸 44-406 を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P15907
タンパク質分子量	20kDa/47kDa
配送	アイスパック