


ウサギ抗ヒトCd79A モノクローナル抗体 フローサイトメトリー用（細胞内染色） - P11912

商品番号: CM0010153



前書き

標識ウサギモノクローナル抗体、ヒトCD79a（MB-1、Ig-alpha）を標的とします。細胞内フローサイトメトリー用に検証済み。B細胞受容体シグナル伝達およびB細胞系統研究に信頼性があります。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD79a mAb
備考/別名	IGA; MB1; MB-1; IGA1pha
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	973
遺伝子ID	973
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（細胞内）
交差反応性	ヒト
SWISS	P11912
タンパク質分子量	20kDa/25kDa
発送	保冷バッグ