

Rabbit Anti-Human Cd79B/Igβ Mab For Flow Cytometry - P40259

商品番号: CM0006105



前書き

ヒトB細胞のCD79Bを標的とするフローサイトメトリー用Rabbit anti-Human

CD79B/Igβモノクローナル抗体。B細胞受容体シグナル伝達、抗原提示、および免疫応答機構の研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human CD79B/Igβ mAb
備考/別名	B29; IGB; AGM6; Igbeta
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	974
遺伝子ID	974
免疫原	ヒトCD79b/Igβ (NP_000617.1) のアミノ酸29-159に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P40259
タンパク質分子量	26kDa
配送	アイスバッグ