


フローサイトメトリー用 Rabbit Anti-Human Cd79B/Igβ モノクローナル抗体 () - P40259

商品番号: CM0008437



前書き

ヒトCD79B/Igβに対する高品質なウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー用にで標識されています。B細胞抗原受容体複合体の重要な構成要素であるCD79Bの細胞外ドメインを特異的に検出します。ヒトサンプルで検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human CD79B/Igβ mAb
備考/別名	B29; IGB; AGM6; Igbeta
種	ヒト
GeneID (ヒト)	974
GeneID	974
免疫原	ヒトCD79b/Igβ (NP_000617.1) のアミノ酸29-159に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P40259
タンパク質分子量	26kDa
輸送	保冷バッグ