

ウサギ抗ヒトCd79B/Igβ モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P40259

商品番号: CM0008148



前書き

B細胞抗原受容体の構成要素であるヒトCD79b/Igβを標的とする、接合ウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリーでの検証が完了しており、B細胞の免疫表現型解析やシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD79b/Igβ mAb
備考/別名	B29; IGB; AGM6; Igbeta
種	ヒト
GeneID (ヒト)	974
GeneID	974
免疫原	ヒトCD79b/Igβ (NP_000617.1) のアミノ酸29～159番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	P40259
タンパク質分子量	26kDa
発送	保冷剤