

ウサギ抗ヒト CD79B/Igβ モノクローナル抗体（If/Fc用） - P40259

商品番号: CM0011231



前書き

B細胞抗原受容体複合体のサブユニットであるヒト CD79b (Igβ) 特異的な標識ウサギモノクローナル抗体。免疫蛍光法（IF/ICC）およびフローサイトメトリー（FC）で検証済み。B細胞研究および診断薬の開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD79b/Igβ mAb
備考/別名	CD79B; AGM6; B29; IGB; CD79b分子
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	974
免疫原	ヒト CD79b/Igβ (NP_000617.1) のアミノ酸29-159に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	IF/ICC, FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P40259
タンパク質分子量	14kDa/26kDa
配送	氷袋