

ウサギ抗ヒト CD79B/Ig β モノクローナル抗体（If/Icc, Fc用） - P40259

商品番号: CM0010772



前書き

結合ウサギモノクローナル抗体。ヒト CD79b/Ig β (B29, AGM6) を標的とします。IF/ICC および FC で検証済みです。CD79bは、BCRシグナル伝達とB細胞の分化に重要なB細胞抗原受容体複合体タンパク質です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD79b/Ig β mAb
備考/別名	CD79B; AGM6; B29; IGB; CD79b分子
種	ヒト
GeneID	974
免疫原	ヒト CD79b/Ig β の組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	IF/ICC, FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P40259
タンパク質分子量	14kDa/26kDa
配送	アイスバッグ