

ウサギ抗ヒト CD79B/Ig β モノクローナル抗体（If/Icc、Fc用） - P40259

商品番号: CM0010497



前書き

標識ウサギモノクローナル抗体はヒトCD79b/Ig β を標的とし、免疫蛍光法およびフローサイトメトリーで検証済みです。B細胞受容体複合体のベータ鎖を特異的に検出し、B細胞シグナル伝達および免疫学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD79b/Ig β mAb
備考/別名	CD79B; AGM6; B29; IGB; CD79b分子
種	ヒト
遺伝子ID	974
免疫原	ヒトCD79b/Ig β (NP_000617.1) のアミノ酸29-159に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	IF/ICC、FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P40259
タンパク質分子量	14kDa/26kDa
配送	アイスバッグ