

フローサイトメトリー用 ウサギ抗ヒト CD80/B7-1 Mab - P33681

商品番号: CM0007840



前書き

フローサイトメトリー用の標識ウサギ抗ヒトCD80/B7-1

1モノクローナル抗体。免疫細胞シグナル伝達における重要な共刺激分子であるTリンパ球活性化抗原CD80を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD80/B7-1 mAb
備考／別名	CD80; B7; B7-1; B7.1; BB1; CD28LG; CD28LG1; LAB7; CD80分子
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	941
遺伝子ID	941
免疫原	ヒトCD80/B7-1 (NP_005182.1) のアミノ酸35～242に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P33681
タンパク質分子量	18kDa/29kDa/33kDa
輸送	アイスバッグ