

ウサギ抗ヒトCD80/B7-1 モノクローナル抗体 - P33681

商品番号: CM0004263



前書き

フローサイトメトリー用抗ヒトCD80/B7-1ウサギモノクローナル抗体（クローン）。T細胞活性化と免疫調節における重要な共刺激分子であるヒトCD80（SWISS: P33681）に特異的。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD80/B7-1 mAb
備考/別名	B7; BB1; B7-1; B7.1; LAB7; CD28LG; CD28LG1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	941
GeneID	941
免疫原	ヒトCD80/B7-1 (NP_005182.1)のアミノ酸35-242に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P33681
タンパク質分子量	18kDa/29kDa/33kDa
発送条件	保冷剤