

ウサギ抗ヒト CD80/B7-1 モノクローナル抗体 (Fc用) - P33681

商品番号: CM0010736



前書き

フローサイトメトリー用にバリデーション済みの、ヒトCD80（B7-1）に対する標識ウサギモノクローナル抗体。抗原提示細胞上に発現するT細胞共刺激分子CD80を標的とし、免疫活性化研究を可能にします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD80/B7-1 mAb
備考/別名	B7; BB1; B7-1; B7.1; LAB7; CD28LG; CD28LG1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	941
GeneID	941
免疫原	ヒトCD80/B7-1のアミノ酸35-242に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_005182.1)
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P33681
タンパク質重量	18kDa/29kDa/33kDa
配送	アイスパック