

ウサギ抗ヒト CD80/B7-1 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P33681

商品番号: CM0006032



前書き

ヒト CD80 (B7-1) を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み。抗原提示細胞上の重要な共刺激分子を検出します；Swiss-Prot: P33681。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD80/B7-1 mAb
備考/別名	CD80; B7; B7-1; B7.1; BB1; CD28LG; CD28LG1; LAB7; CD80 molecule
種	ヒト
GeneID (ヒト)	941
GeneID	941
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P33681
タンパク質分子量	18kDa/29kDa/33kDa
配送	アイスバッグ