

ウサギ抗ヒト CD80/B7-1 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P33681

商品番号: CM0005348



前書き

フローサイトメトリー用の高品質な ウサギ抗ヒト CD80/B7-1 モノクローナル抗体。細胞外ドメインを標的とし、ヒトと反応します。T細胞活性化、免疫チェックポイント、およびウイルス侵入の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD80/B7-1 mAb
備考/別名	B7; BB1; B7-1; B7.1; LAB7; CD28LG; CD28LG1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	941
GeneID	941
免疫原	組換えタンパク質 ヒト CD80/B7-1 (NP_005182.1) のアミノ酸 35-242 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P33681
タンパク質分子量	18kDa/29kDa/33kDa
配送	氷袋