


ウサギ抗ヒトCD81モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P60033

商品番号: CM0009627



前書き

フローサイトメトリー用標識ウサギ抗ヒトCD81モノクローナル抗体です。免疫シグナル伝達やウイルス侵入に関与するテトラスパニンであるヒトCD81を標的とします。ヒトB細胞、T細胞、肝細胞を用いたフローサイトメトリー（FC）研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD81 mAb
別名	S5.7; CVID6; TAPA1; TSPAN28
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	975
GeneID	975
免疫原	ヒトCD81（NP_004347.1）のアミノ酸114～199番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	P60033
タンパク質分子量	26kDa
輸送方法	保冷剤