

ウサギ抗ヒトCD82 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P27701

商品番号: CM0008373



前書き

フローサイトメトリー用に検証済みの標識ウサギ抗ヒトCD82モノクローナル抗体。転移抑制因子KAI1（TS PAN27）を標的とし、細胞接着、シグナル伝達、免疫調節に関与。腫瘍学および免疫学研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD82 mAb
備考/別名	R2, 4F9, C33, IA4, ST6, GR15, KAI1, SAR2, TSPAN27
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3732
GeneID	3732
免疫原	ヒトCD82 (NP_002222.1) のアミノ酸1-267に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P27701
タンパク質分子量	27kDa/30kDa
発送	保冷剤