


ウサギ抗ヒトCD84 モノクローナル抗体（Fc用） - Q9Uib8

商品番号: CM0005757



前書き

ヒトCD84（SLAMF5）を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。組換え免疫原（アミノ酸22-225番）がヒトCD84を検出し、NK細胞、T細胞、B細胞、樹状細胞を含む免疫細胞研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD84 mAb
別名	CD84; LY9B; SLAMF5; hCD84; mCD84; CD84 molecule
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	8832
免疫原	ヒトCD84（NP_001171808.1）のアミノ酸22-225番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9UIB8
タンパク質分子量	24kDa/26kDa/30kDa/31kDa/36kDa/38kDa
輸送方法	氷袋