


## ウサギ抗ヒト CD84 モノクローナル抗体（Fc用） - Q9Uib8

商品番号: CM0004257



### 前書き

ヒト CD84 (SLAMF5) を標的とする  
結合ウサギモノクローナル抗体。ヒトサンプルにおけるフローサイトメトリー（FC）アプリケーションで検証済み。免疫細胞のプロファイリングや CD84 機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 製品名         | ウサギ抗ヒト CD84 mAb                                                       |
| 備考/別名       | CD84; LY9B; SLAMF5; hCD84; mCD84; CD84分子                              |
| 種           | ヒト                                                                    |
| GeneID (ヒト) | 8832                                                                  |
| GeneID      | 8832                                                                  |
| 免疫原         | 組換えタンパク質  ヒト CD84 (NP_001171808.1) のアミノ酸 22-225 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| ソース         | ウサギ                                                                   |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                                             |
| アプリケーション    | FC                                                                    |
| 交差反応性       | ヒト                                                                    |
| SWISS       | Q9UIB8                                                                |
| タンパク質分子量    | 24kDa/26kDa/30kDa/31kDa/36kDa/38kDa                                   |
| 配送          | アイスバッグ                                                                |