


ウサギ抗ヒト CD84 モノクローナル抗体（If/IccおよびFc用） - Q9Uib8

商品番号: CM0011319



前書き

結合ウサギ抗ヒト CD84
モノクローナル抗体（IF/ICCおよびFC用）。造血細胞におけるSLAMファミリー受容体であるヒトCD84（SLAMF5）を検出します。免疫細胞の同定に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD84 mAb
備考／別名	CD84; LY9B; SLAMF5; hCD84; mCD84; CD84分子
種	ヒト
Gene ID	8832
免疫原	ヒトCD84（NP_001171808.1）のアミノ酸22～225に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	IF/ICC、FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9UIB8
タンパク質分子量	24kDa/26kDa/30kDa/31kDa/36kDa/38kDa
配送	保冷バッグ