

フローサイトメトリー用 標識 ウサギ抗ヒト CD85D/E/I/J モノクローナル抗体 - Q8N423 / Q8N6C8 / O75019 / Q8Nhl6

商品番号: CM0010669



前書き

ヒトCD85d

(LILRB2)を標的とし、CD85e/i/jと交差反応性を示す標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用として検証済みで、免疫寛容およびMHCクラスI受容体研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD85d/e/i/j mAb
備考/別名	ILT4, LIR2, CD85D, ILT-4, LIR-2, MIR10, MIR-10
種特異性	ヒト
遺伝子ID	10288/11026/11024/10859
免疫原	ヒトCD85d (NP_001074447.2) のアミノ酸22-461に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
抗体源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8N423/Q8N6C8/O75019/Q8NHL6
タンパク質分子量	65kDa
発送条件	保冷剤（氷袋）