


ウサギ抗ヒトCD85D/It4 Mab（フローサイトメトリー用） - Q8N423

商品番号: CM0009000



前書き

ヒトCD85d/ILT4を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。広範囲のMHCクラスI抗原を認識し、免疫寛容、母体胎児界面、腫瘍学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD85d/ILT4 mAb
別名	ILT4; LIR2; CD85D; ILT-4; LIR-2; MIR10; MIR-10
反応種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10288
遺伝子ID	10288
免疫原	ヒトCD85d (NP_001074447.2) のアミノ酸22～461番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8N423
タンパク質分子量	65kDa
発送方法	氷袋