

ウサギ抗ヒト CD85D/Ilt4 モノクローナル抗体（Fc用） - Q8N423

商品番号: CM0004544



前書き

フローサイトメトリー用 標識ウサギ抗ヒト

CD85d/ILT4

モノクローナル抗体。免疫寛容に関与するクラスI

MHC抗原の受容体であるヒト LILRB2

を認識します。FC用に検証済み、ヒトと交差反応性あり。65kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD85d/ILT4 mAb
備考/別名	ILT4; LIR2; CD85D; ILT-4; LIR-2; MIR10; MIR-10
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10288
GeneID	10288
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8N423
タンパク質分子量	65kDa
輸送	保冷バッグ