

ウサギ抗ヒト CD85i/J モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - O75019 / Q8Nhl6

商品番号: CM0010127

前書き

ヒト CD85i/j（LILRA1/LILRB1）に対する高品質な標識ウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリーでの使用が検証されています。単球および B 細胞に発現する免疫受容体を標的とし、免疫表現型解析および診断研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD85i/j モノクローナル抗体
備考／別名	LIR6; CD85i; LIR-6; CD85J; ILT-2; ILT2; LIR-1; LIR1; MIR-7; MIR7; PIR-B; PIRB
種	ヒト
GeneID（ヒト）	11024/10859
GeneID	11024/10859
免疫原	ヒト CD85i のアミノ酸 17～461 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_006854.1）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	O75019/Q8NHL6
タンパク質分子量	53kDa
配送	保冷剤