

Rabbit Anti-Human Cd85I/J Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - O75019/Q8Nhl6

商品番号: CM0012700

前書き

ヒトCD85i/j（LILRA1/LILRB1）を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済みであり、天然のヒト抗原を認識します。免疫細胞のプロファイリングや受容体研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human CD85i/j mAb
備考/別名	LIR6; CD85I; LIR-6; CD85J; ILT-2; ILT2; LIR-1; LIR1; MIR-7; MIR7; PIR-B; PIRB
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	11024/10859
遺伝子ID	11024/10859
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	O75019/Q8NHL6
タンパク質分子量	53kDa
配送	氷袋