


## ウサギ抗ヒトCd85J/Ilt2 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q8Nhl6

商品番号: CM0011150



### 前書き

フローサイトメトリー用にで標識された、ヒトCD85j/ILT2（LILRB1）を標的とするウサギモノクローナル抗体です。幅広いMHCクラスI分子を認識し、免疫チェックポイント制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| 製品名        | ウサギ抗ヒトCD85j/ILT2 モノクローナル抗体                                  |
| 別名         | ILT2; LIR1; MIR7; PIRB; CD85j; ILT-2; LIR-1; MIR-7; PIR-B   |
| 対象種        | ヒト                                                          |
| 遺伝子ID (ヒト) | 10859                                                       |
| 遺伝子ID      | 10859                                                       |
| 免疫原        | ヒトCD85j/ILT2 (NP_006660.4) のアミノ酸24〜458番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源         | ウサギ                                                         |
| カテゴリー      | モノクローナル抗体                                                   |
| 用途         | FC（フローサイトメトリー）                                              |
| 交差反応性      | ヒト                                                          |
| SWISS      | Q8NHL6                                                      |
| タンパク質分子量   | 49kDa/70kDa/71kDa                                           |
| 発送方法       | 氷袋梱包                                                        |