


Rabbit Anti-Human Cd85J/Ilt2 Monoclonal Antibody For Fc - Q8Nhl6

商品番号: CM0009508



前書き

フローサイトメトリー用結合抗CD85j/ILT2ウサギモノクローナル抗体。ヒトLILRB1（免疫細胞に発現する抑制性MHCクラスI受容体）を標的とし、免疫制御の研究を可能にします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human CD85j/ILT2 mAb
備考/別名	ILT2, LIR1, MIR7, PIRB, CD85J, ILT-2, LIR-1, MIR-7, PIR-B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10859
GeneID	10859
免疫原	ヒトCD85j/ILT2 (NP_006660.4) のアミノ酸24-458に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8NHL6
タンパク質分子量	49kDa/70kDa/71kDa
配送	氷袋