


ウサギ抗ヒトCD85J/ILT2 モノクローナル抗体（Fc用） - Q8Nhl6

商品番号: CM0006070



前書き

ヒトCD85j/ILT2（LILRB1）に特異的な共役ウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリー用に設計されており、HLAクラスI抗原を認識する抑制性受容体を標的とします。免疫細胞のサブセット解析や機能アッセイに有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD85j/ILT2 mAb
別名	ILT2; LIR1; MIR7; PIRB; CD85J; ILT-2; LIR-1; MIR-7; PIR-B
反応種	ヒト
遺伝子ID	10859
免疫原	ヒトCD85j/ILT2（NP_006660.4）のアミノ酸24～458番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8NHL6
タンパク質分子量	49kDa/70kDa/71kDa
発送	氷袋