


## フローサイトメトリー用 標識 ウサギ抗ヒト CD85J/Ilt2 モノクローナル抗体 - Q8Nhl6

商品番号: CM0012115



### 前書き

ヒト CD85j/ILT2 (LILRB1) に対するウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー用に標識されています。免疫チェックポイントシグナル伝達、NK細胞、T細胞、B細胞の調節の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 製品名         | 標識 ウサギ抗ヒト CD85j/ILT2 モノクローナル抗体                                 |
| 備考/別名       | ILT2; LIR1; MIR7; PIRB; CD85j; ILT-2; LIR-1; MIR-7; PIR-B      |
| 種           | ヒト                                                             |
| GeneID (ヒト) | 10859                                                          |
| GeneID      | 10859                                                          |
| 免疫原         | ヒト CD85j/ILT2 (NP_006660.4) のアミノ酸 24-458 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 由来          | ウサギ                                                            |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                                      |
| 適用          | フローサイトメトリー (FC)                                                |
| 交差性         | ヒト                                                             |
| SWISS       | Q8NHL6                                                         |
| タンパク質分子量    | 49kDa/70kDa/71kDa                                              |
| 輸送          | 保冷バッグ                                                          |