


ウサギ抗ヒトCD87/Plaur モノクローナル抗体（Fc用） - Q03405

商品番号: CM0004374



前書き

標識ウサギモノクローナル抗体、ヒトCD87/PLAURに対する。フローサイトメトリーで検証済み。細胞遊走や組織リモデリングに関与するウロキナーゼ受容体を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD87/PLAUR mAb
備考/別名	PLAUR; CD87; U-PAR; UPAR; URKR; プラスミノゲンアクチベーター、ウロキナーゼ受容体
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5329
GeneID	5329
免疫原	ヒトCD87/PLAUR (NP_002650.1) のアミノ酸23-303に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q03405
タンパク質分子量	31kDa/32kDa/36kDa
発送	保冷バッグ