


ウサギ抗ヒト CD87/Plaur モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q03405

商品番号: CM0011225



前書き

ヒト CD87/PLAUR (uPAR) を標的とする
標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーでバリデーション済み。ウロキナーゼ受容体を介した細胞遊走、接着、細胞外マトリックス (ECM) リモデリングの研究、ならびにがんおよび組織恒常性に関する研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD87/PLAUR mAb
備考/別名	PLAUR ; CD87 ; U-PAR ; UPAR ; URKR ; プラスミノゲンアクチベーター、ウロキナーゼ受容体
種	ヒト
遺伝子 ID (ヒト)	5329
遺伝子 ID	5329
免疫原	ヒト CD87/PLAUR (NP_002650.1) のアミノ酸 23~303 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q03405
タンパク質重量	31kDa/32kDa/36kDa
配送	保冷バッグ