


ウサギ抗ヒトCd87/Plaur モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q03405

商品番号: CM0005244



前書き

標識ウサギモノクローナル抗体。ヒトCD87/PLAUR（ウロキナーゼプラスミノゲン活性化因子受容体）を標的とし、フローサイトメトリー用に検証済み。タンパク質分解、接着、遊走における細胞表面uPARの研究を可能にします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD87/PLAUR mAb
備考/別名	PLAUR; CD87; U-PAR; UPAR; URKR; plasminogen activator, urokinase receptor
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5329
GeneID	5329
免疫原	ヒトCD87/PLAUR (NP_002650.1) のアミノ酸23-303に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q03405
タンパク質分子量	31kDa/32kDa/36kDa
発送条件	保冷剤