


ウサギ抗ヒト CD89 モノクローナル抗体（Fc用） - P24071

商品番号: CM0012692



前書き

標識ウサギモノクローナル抗体（ヒトCD89 (FcαR)

ターゲット）。組換え免疫原、フローサイトメトリー（FC）で検証済み。ヒトと交差反応します。IVD研究および診断薬開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD89 mAb
備考/別名	CD89; FcαR; FcαRI; CTB-61M7.2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2204
GeneID	2204
免疫原	ヒト CD89の組換えタンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P24071
タンパク質分子量	32kDa
配送	氷袋