


ウサギ抗ヒトCD89 モノクローナル抗体（Fc用） - P24071

商品番号: CM0012544



前書き

で標識された、フローサイトメトリー用のヒトCD89 (FcalphaRI) を標的とするウサギモノクローナル抗体。ヒト検体で検証済み。UniProtアクセッション番号: P24071。骨髓系細胞および免疫受容体研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD89 mAb
備考/別名	CD89; FcalphaR; FcalphaRI; CTB-61M7.2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2204
遺伝子ID	2204
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD89 (NP_001991.1) のアミノ酸22-227に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P24071
タンパク質分子量	32kDa
輸送	保冷バッグ