


ウサギ抗ヒトCD89モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用）- P24071

商品番号: CM0004381



前書き

ヒト免疫細胞上のIgA

Fc受容体(FCAR)をフローサイトメトリーで検出するための、共役ウサギ抗ヒトCD89モノクローナル抗体です。組換え免疫原を用いた高特異性抗体です。

[詳細を学ぶ](#)

仕様	詳細
製品名	ウサギ抗ヒトCD89 mAb
別名	CD89; FcαRI; FcαRI; CTB-61M7.2
反応種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2204
遺伝子ID	2204
免疫原	ヒトCD89 (NP_001991.1) のアミノ酸22～227番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	P24071
タンパク質分子量	32kDa
輸送	氷袋