

ウサギ抗ヒト CD8B モノクローナル抗体（Fc用） - P10966

商品番号: CM0011931

前書き

ヒトCD8bを標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み。T細胞免疫表現型解析および機能アッセイに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD8b mAb
備考/別名	LY3; P37; LEU2; LYT3; Ly-3; CD8B1; CD8beta
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	926
免疫原	ヒトCD8b (NP_004922.1) のアミノ酸22-170に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P10966
タンパク質分子量	24kDa
配送	氷袋