

ウサギ抗ヒト CD8B モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P10966

商品番号: CM0006081

前書き

フローサイトメトリー用に検証された、ヒトCD8bを標的とするコンジュゲートウサギモノクローナル抗体。CD8bは、MHCクラスI認識および細胞障害性T細胞の活性化に関与するT細胞共受容体です。免疫プロファイリングに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD8b mAb
備考/別名	LY3; P37; LEU2; LYT3; Ly-3; CD8B1; CD8beta
種	ヒト
GeneID (ヒト)	926
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD8b (NP_004922.1) のアミノ酸22-170に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P10966
タンパク質分子量	24kDa
配送	氷袋