

ウサギ抗ヒトCD9モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P21926

商品番号: CM0006236



前書き

フローサイトメトリーで検証済みの標識ウサギ抗ヒトCD9モノクローナル抗体で、25 kDaのテトラスパニンCD9を標的としています（P21926）。免疫細胞およびエクソソーム研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD9 mAb
別名	MIC3; MRP-1; BTCC-1; DRAP-27; TSPAN29; TSPAN-29
対象種	ヒト
遺伝子ID	928
免疫原	ヒトCD9（NP_001760.1）のアミノ酸1-228番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISSプロットID	P21926
タンパク質分子量	25kDa
発送方法	保冷剤