


フローサイトメトリー用ウサギ抗ヒトCD9モノクローナル抗体（）- P21926

商品番号: CM0012670



前書き

フローサイトメトリー用にバリデーション済みの、ヒトCD9に対する結合ウサギモノクローナル抗体。細胞接着、精子・卵子融合、血小板活性化、腫瘍転移に關与するテトラスパニンCD9（TSPAN29）を標的とします。研究用途以外には使用できません。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD9 mAb
備考／別名	MIC3、MRP-1、BTCC-1、DRAP-27、TSPAN29、TSPAN-29
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	928
遺伝子ID	928
免疫原	組換えタンパク質／ヒトCD9のアミノ酸1～228を含む組換え融合タンパク質（NP_001760.1）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P21926
タンパク質分子量	25kDa
輸送	保冷バッグ