

ウサギ抗ヒト CD9 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P21926

商品番号: CM0010455



前書き

ヒト CD9 (TSPAN29) を標的とする
標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み。細胞接着、血小板活性化、腫瘍転移の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD9 mAb
備考/別名	MIC3; MRP-1; BTCC-1; DRAP-27; TSPAN29; TSPAN-29
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	928
遺伝子ID	928
免疫原	組換えタンパク質 ヒト CD9 (NP_001760.1) のアミノ酸 1-228 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P21926
タンパク質分子量	25kDa
配送	アイスバッグ