

ウサギ抗ヒトCD90/Thy1 Mab（Fc用） - P04216

商品番号: CM0004204

前書き

ヒトCD90/Thy1（Thy-1膜糖タンパク質）を標的とする共役ウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。このGPIアンカー型細胞表面抗原の検出を必要とする神経科学および免疫学研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD90/Thy1 mAb
備考/別名	CD90; CDw90
種	ヒト
GeneID（ヒト）	7070
GeneID	7070
免疫原	ヒトCD90/Thy1（NP_006279.2）のアミノ酸20～130番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	P04216
タンパク質分子量	18kDa
輸送方法	保冷剤