

ラビット抗ヒト Cd90/Thy1 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P04216

商品番号: CM0009636

前書き

ヒトCD90/Thy1（Swiss-Prot P04216）を標的とする標識ラビットモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済みです。シナプス形成や細胞間相互作用に関与する細胞膜糖タンパク質の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ラビット抗ヒト CD90/Thy1 mAb
備考/別名	CD90, CDw90
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7070
GeneID	7070
免疫原	ヒトCD90/Thy1 (NP_006279.2) のアミノ酸20-130に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P04216
タンパク質分子量	18kDa
配送	氷袋