

Rabbit Anti-Human Cd93 Mab For Fc - Q9Npy3

商品番号: CM0009018



前書き

フローサイトメトリー（FC）アプリケーション用Rabbit anti-Human

CD93モノクローナル抗体。ヒトサンプルで検証済みのこの抗体は、補体成分C1qレセプターを標的とし、貪食作用および内皮細胞機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human CD93 mAb
備考/別名	ClQR1; ClqRP; CDw93; ECSM3; MXRA4; ClqR(P); dJ737E23.1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	22918
免疫原	ヒトCD93 (NP_036204.2) のアミノ酸24-580に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NPY3
タンパク質分子量	69kDa
配送	氷袋