

ウサギ抗ヒトCD93モノクローナル抗体（Fc用） - Q9Npy3

商品番号: CM0009729



前書き

が結合したヒトCD93に対するウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー用にバリデーション済みです。内皮細胞および骨髄系細胞におけるCD93発現の研究に最適です。予測分子量は69 kDaです（UniProt Q9NPY3）。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	ウサギ抗ヒトCD93 mAb
備考／別名	ClQR1; ClqRP; CDw93; ECSM3; MXRA4; ClqR(P); dJ737E23.1
種	ヒト
Gene ID	22918
免疫原	ヒトCD93のアミノ酸24～580に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_036204.2）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NPY3
タンパク質分子量	69kDa
配送	保冷バッグ