


ウサギ抗ヒト CD93 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q9Npy3

商品番号: CM0010112



前書き

フローサイトメトリー用、ヒトCD93を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体。ヒトサンプルで検証済み。補体C1qレセプターを標的とし、食食、血管新生、および炎症反応の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD93 mAb
備考/別名	ClQR1; ClqRP; CDw93; ECSM3; MXRA4; ClqR(P); dJ737E23.1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	22918
GeneID	22918
免疫原	組換えタンパク質；ヒトCD93 (NP_036204.2) のアミノ酸24-580に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NPY3
タンパク質分子量	68kDa
配送	氷袋