

Rabbit Anti-Human Cd94 Monoclonal Antibody For Fc - Q13241

商品番号: CM0011172



前書き

と結合したウサギモノクローナル抗体で、ヒトCD94 (KLRD1)
特異性を持ち、フローサイトメトリーで検証済みです。
NK細胞およびT細胞サブセット、免疫チェックポイント調節、および宿主-
ウイルス相互作用の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human CD94 mAb
備考/別名	KLRD1; CD94; natural killer cells antigen CD94
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3824
免疫原	ヒトCD94の組換えタンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q13241
タンパク質分子量	17kDa/20kDa
配送	アイスバッグ