

## ウサギ抗ヒト CD94 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q13241

商品番号: CM0005894



### 前書き

ヒト CD94 (KLRD1)

を標的とするウサギモノクローナル抗体。で標識され、フローサイトメトリーに使用されます。免疫の自己・非自己識別に関与する NK 細胞および T 細胞受容体 CD94 を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 仕様                                                      |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 製品名         | ウサギ抗ヒト CD94 mAb                                         |
| 備考/別名       | CD94                                                    |
| 種           | ヒト                                                      |
| GeneID (ヒト) | 3824                                                    |
| GeneID      | 3824                                                    |
| 免疫原         | ヒト CD94 (NP_002253.2) のアミノ酸 32-179 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| ソース         | ウサギ                                                     |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                               |
| アプリケーション    | FC                                                      |
| 交差反応性       | ヒト                                                      |
| SWISS       | Q13241                                                  |
| タンパク質分子量    | 21kDa                                                   |
| 配送          | アイスパック                                                  |