

ウサギ抗ヒトCD94 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q13241

商品番号: CM0004778



前書き

で標識された、ヒトCD94に対するウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用に検証済み。免疫腫瘍学および感染症研究におけるNK細胞およびT細胞の免疫表現型解析に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD94 mAb
備考/別名	CD94
種	ヒト
遺伝子ID	3824 (ヒト)
免疫原	ヒトCD94 (NP_002253.2) のアミノ酸32-179に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	ヒト
SWISS	Q13241
タンパク質分子量	21 kDa
発送方法	保冷剤