

ウサギ抗ヒト CD96/Tactile モノクローナル抗体（Fc用） - P40200

商品番号: CM0009994



前書き

ヒトCD96（TACTILE）を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体（フローサイトメトリー用）。免疫原は組換えタンパク質。ヒトサンプルと交差反応します。分子量：65kDa。T細胞およびNK細胞の接着研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD96/TACTILE mAb
備考／別名	TACTILE
種	ヒト
Gene ID	10225
免疫原	ヒトCD96/TACTILE（NP_937839.1）のアミノ酸25～519内の配列に対応する組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P40200
タンパク質分子量	65kDa
輸送	保冷バッグ